

INSTRUMENTARIUM PRO ABDOMINÁLNÍ OPERATIVU VČ. KONTEJNERŮ

Technické požadavky:

- Všechny nástroje musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1, evropské normy tvrdosti HRC42-48 A HRC50-58

Specifikace nákupu - počet 4x sada nástrojů s kontejnerem :

Násadec na skalpel č. 22 1x

Násadec na skalpel č. 11 1x

Měřítko kovové 1x

Jehla redonová č.12 1x

Jehla redonová č. 14 1x

Nůžky zahnuté Metzenbaum jemné 20 cm 2x

Nůžky zahnuté Metzenbaum jemné 23cm 2x

Nůžky zahnuté Metzenbaum zahnuté 230 mm TC 2x

Nůžky chirurgické zahnuté 150 mm 1x

Nůžky na hysterectomii 1x

Pinzeta chirurgická dlouhá 1x2 zuby 250x3mm 2x

Pinzeta chirurg. krátká 1x2 zuby 200x 3 mm 1x

Pinzeta cévní atraumatická De Bakey dlouhá 3x

Pinzeta anatomická krátká 200 mm 1x

Pinzeta anatomická 250 x 3 mm 1x

Pinzeta adaptační 200 mm 2x

Svorka R - peán rovný 260 mm 10x

Svorka R- peán zahnutý 260mm 2x

Svorka R - peán rovný 160mm 10x

Svorka R - Ochsner rovný 260 mm 5x

Svorka R- Ochsner rovný 160 mm 10x

Svorka střevní měkká 2x

Tamponové kleště rovné s uzávěrem 10x

Disektor dlouhý 270 mm jemný zahnutý 2x

Kleště uzlinové Blake 2x

Kleště Schroeder jednoháčkové 24 cm 2x

Kleště Schroeder dvouháčkové 24 cm 1x
 Svorka atraumatická Rogers rovná 2x
 Svorka atraumatická Rogers zahnutá 2x
 Krátký jehelec prohnutý 200 mm, TC 3x
 Dlouhý jehelec prohnutý 250 mm TC 3x
 Jehelec Mathieu 205 mm 2x
 Rozvěrač řetízkový + řetěz
 Stěnový hák Middledorf 1x
 Miska kovová 4x
 Jehelníček 1x
 Kontejner velký sterilizační 580x280x 205
 Síto sterilizační do kontejneru 580x280x100

Součástí jednoho síta musí být abdominální retraktor se samostatným kontejnerem viz. tabulka níže

<i>Komplexní multisegmentový retrakční systém typu rámu s úchytem na eurolištu s flexibilním horizontálním ramenem, sedmi kusy retraktoru a prodlužovacím ramenem</i>	Počet kusů
Vertikální stolová tyč s úchytem na eurolištu, délka 460mm	1
Prodlužovací tyč, délka 305mm	1
Horizontální tyč s flexibilním kloubem a úchytem pro rám	1
Spojnice ramen, možnost rotace o 360°	2
Segmentovaný oválný rám 267x495mm	1
Kelly retraktor 51x102mm	1
Kelly retraktor 51x127mm	2
Kelly retraktor 51x152mm	2
Balfour retraktor 89x70mm	2
Rychloupínací úchyt retraktorů (ratchet) flexibilní k extenzi a retrakci s možností stranové rotace a náklonu ve vertikální ose	7
Ventilový kontejner s bezpečnostním víkem 580 x 280 x 260 mm	1
Sterilizační síto 540 x 255 x 100 mm	1

INSTRUMENTARIUM PRO VAGINÁLNÍ OPERATIVU VČ. KONTEJNERŮ

Technické požadavky:

- Všechny nástroje musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1, evropské normy tvrdosti HRC42-48 A HRC50-58

Specifikace nákupu – počet 3 sady nástrojů s kontejnery

Násadec na skalpel č. 22 1x

Dlouhé nůžky zahnuté 20 cm 2x

Nůžky preparační dlouhé 20cm 2x

Nůžky preparační krátké 2x

Nůžky krátké asistenční zahnuté

Pinzeta chirurgická dlouhá 2x

Pinzeta chirurg. Krátká 1x

Pinzeta cévní atraumatická dlouhá 2x

Pinzeta anatomická krátká 1x

Dlouhý peán rovný 3x

Dlouhý peán zahnutý 2x

Střední peán 5x

Krátký peán rovný 10x

Dlouhý kocher rovný 3x

Krátký kocher rovný 10x

Tamponové kleště 3x

Kleště Schroeder jednoháčkové 24 cm 3x

Svorka atraumatická Rogers mírně zahnutá 2x

Svorka atraumatická Rogers zahnutá 2x

Krátký jehelec Bozemann 3x

Zrcadlo poševní Kristeler 1x pár

Zrcadlo Scherback + 4 lžíce, závaží

Zrcadlo poševní Collin izolované s odsáváním 1x

Pátradlo děložní Simms 1x

Boční zrcadla 2x

Breiski 4 x

Kleště Allis 5x

Kleště Schroder krátké 5x

Miska kovová 2x

Jehelníček 1x

Biopické kleště 2x

Kontejner ventilový sterilizační 580x280x140 1x

Vnitřní síto ke kontejneru 580x280x100 1x

Biclamp vaginální 210, zahnutý 25°, délka 210 mm celkem 3 x (po 1 ks do každého síta)

Biclamp vaginální 271 T, zahnutý 18°, délka 270 mm celkem 3 x (po 1 ks do každého síta)

Poptávané nástroje pro vaginální operativu s názvem BiClamp (Laparoskopické resterilizovatelné kleště pro ligaci velkých cév a tkání do průměru 7 mm včetně) musí být kompatibilní s elektrochirurgickou jednotkou na operačním sále E - Vio 300D. Po zapojení nástroje do multifunkční zásuvky elektrochirurgické jednotky se musí automaticky aktivovat nastavení příslušného koagulačního módu na elektrochirurgické jednotce, který se používá pro koagulaci cév do průměru 7mm včetně .