

Anesteziologický přístroj vyšší střední třídy včetně monitoru vitálních funkcí - minimální technická specifikace			
Technické parametry	Uchazeč		
	Název nabízené technologie		
	Výrobce		
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota	
Anesteziologický přístroj pro všechny věkové skupiny (neonatální, děti, dospělí)	ANO, Uveďte		
Ovládání v ČJ	ANO, Uveďte		
Připojení na medicínské rozvody O ₂ , N ₂ O, vzduch.	ANO, Uveďte		
Na podvozku s centrální brzdou.	ANO, Uveďte		
Rozměry: šířka max. 90cm, hloubka max 85cm	ANO, Uveďte		
Min. 3 zásuvky na materiál.	ANO, Uveďte		
Minimálně 3 integrované elektrické zásuvky	ANO, Uveďte		
Pneumatický pohon ventilátoru na vzduch.	ANO, Uveďte		
Pracovní plocha pro anesteziologa s možností rozšíření pracovní plochy přídatnou plochou.	ANO, Uveďte		
Osvětlení pracovní plochy anesteziologa s možností regulace intenzity.	ANO, Uveďte		
Vak ruční ventilace, jehož polohu může anesteziolog nastavit jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru.	ANO, Uveďte		
Pozice pro 2 odpařovače	ANO, Uveďte		
Kompletní test přístroje.	ANO, Uveďte		
Dotykový ovládací displej přístroje min. 15" uchycený na samostatném pohyblivém, otočném (o 180 stupňů) a naklápěcím rameni.	ANO, Uveďte		
Monitorace ventilačních parametrů	ANO, Uveďte		
Zobrazení trendu compliance kontinuálně na obrazovce	ANO, Uveďte		
Průtokoměry O ₂ , N ₂ O, AIR ovládané z obrazovky anest. přístroje	ANO, Uveďte		
Režim LOW FLOW a MINIMAL FLOW anestézie.	ANO, Uveďte		
Výstup pro jednocestný okruh.	ANO, Uveďte		
Nezávislý průtokoměr O ₂ pro inhalační terapii.	ANO, Uveďte		
Odsávačka bronchů ovladatelná z anesteziologického přístroje s možností nastavení intenzity sání	ANO, Uveďte		
Držák s 2 oky na nádoby pro odsávačku.	ANO, Uveďte		
Systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do centrálního sání.	ANO, Uveďte		
Analýza inspiria i expiria pro anestetika (automatická detekce), O ₂ , N ₂ O, CO ₂ .	ANO, Uveďte		
Paramagnetické měření O ₂ .	ANO, Uveďte		
Náběh plynového modulu do 5 minut	ANO, Uveďte		
MAC vztažen na věk pacienta.	ANO, Uveďte		
Měření spirometrie na Y spojení pacienta	ANO, Uveďte		
Zobrazení balančních plynů v trendech	ANO, Uveďte		
Pauza ve ventilaci pacienta formou procedury (aby přístroj nealarmoval, ale vrátil se pak do ventilace daného pacienta - nejedná se o STAND BY režim)	ANO, Uveďte		
Zobrazení spotřeby anestetik v ml/hod.	ANO, Uveďte		
Baterie na min. 60 minut provozu.	ANO, Uveďte		
Ventilační režimy:	ANO, Uveďte		
Objemově řízená ventilace - plně řízená i synchronizovaná.	ANO, Uveďte		
Tlakově řízená ventilace - plně řízená i synchronizovaná.	ANO, Uveďte		
PSV	ANO, Uveďte		
SIMV	ANO, Uveďte		
Režim na dvou úrovních tlaku a garantovaným objemem a možností podpory na obou úrovních tlaku.			
Recruitment manévry se zobrazením ideálního PEEP	ANO, Uveďte		
Max. PEEP min. 30 cm H ₂ O.	ANO, Uveďte		
Držák na 2 záložní tlakové lahve s plyny.	ANO, Uveďte		
Resterilizovatelný patientský set.	ANO, Uveďte		
Monitor vitálních funkcí			
Barevný dotykový displej min 15"	ANO, Uveďte		
Minimálně 8 křivek	ANO, Uveďte		
Možnost připojit min. 3 moduly - plynová analýza, NMT, hloubka vědomí.	ANO, Uveďte		
Měření EKG (možnost měření 3/5/12), SpO ₂ , NIBP, 2xIBP, respirace, 2xteplota	ANO, Uveďte		
Respirace impedanční metodou	ANO, Uveďte		
Měření až dvou teplot	ANO, Uveďte		
Měření NIBP dvouhadicovou metodou	ANO, Uveďte		
Měření PPV/SPV	ANO, Uveďte		
Měření SPI	ANO, Uveďte		
Měření NMT pomocí EMG a mechanosenzorem dle volby anesteziologa, zobrazení na displeji monitoru vitálních funkcí.	ANO, Uveďte		
Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG, zobrazení hodnot BSR, SE, RE	ANO, Uveďte		
Trendy 24h.	ANO, Uveďte		
Bezdotykové potlačení alarmu	ANO, Uveďte		
Umístění monitoru na rameno současně s displejem anest. přístroje z důvodu snadného ovládání anesteziologem (jednou rukou), monitor vitálních funkcí bude umístěn nad ovládací obrazovkou anest. přístroje.	ANO, Uveďte		
Rameno musí umožnit otočení displejů o 180 stupňů, možnost naklopení dvojice obrazovek podle polohy anesteziologa (v sedě x ve stoje)	ANO, Uveďte		

Rameno pro uchycení kabelů měřených parametrů ve vzdálenosti 40cm až 70 cm od monitoru z důvodu zabránění prověšení kabelů a tím namáhání konektorů a připojení u pacienta).	ANO, Uved'te	
Základní příslušenství pro měření všech požadovaných parametrů.	ANO, Uved'te	
EKG 3 svody	ANO, Uved'te	
SpO2 senzor pro opakované použití na prst.	ANO, Uved'te	
Teplotní čidlo pro opakované použití – kožní.	ANO, Uved'te	
3 velikosti NIBP manžet pro dospělé (malá, střední, velká)	ANO, Uved'te	